



GSK
Guss-Speicherkasten

Anschlussbeispiel
RUBIN K17 mit GSK



Specksteinkern im GSK
Blick von oben durch den Stutzen

GSK


Guss-Speicherkasten

Hochwertiger Guss-Speicherkasten mit 30 kg Speckstein-Speichereinlage als metallische Nachheizfläche für geeignete Heiz- und Kamineinsätze.

Pluspunkte auf einen Blick

- Nutzbare Wärme wird ca. 3 Stunden länger gehalten (im Vergleich zu normalen Guss-Nachheizkästen)
- Bessere Wärmeausnutzung
- Schnelle Wärmeabgabe über die Guss-Auswände (im Gegensatz zu keramischen Speicherzügen)
- Geringere Wärmeverluste
- Verwendbar mit
 - allen Heizeinsätzen ohne Wassertechnik
 - W-Heizeinsätzen DIAMANT H100 W, H200 W, H300 W (i)
 - und geeigneten Kamineinsätzen (i): FINA, LAVA N, SERA 55/ 78 F, VIDA F

i: nur in Verbindung mit MFS 1004-00311 (außer bei FINA)



Guss-Anschlussstutzen

Abmessungen

Ident-Nr.	Artikel - ohne Stutzen	€	i
1003-01494	GSK Guss-Speicherkasten	704,00	
Notwendiges Zubehör - Stutzen mitbestellen!		€	i
1004-01262	Anschlussstutzen, Eingang, Ø 130 mm, d _a 127 mm	40,00	
1004-00777	Anschlussstutzen, Ausgang, Ø 145 mm d _i 132 mm/ d _{i2} 132 mm/ d _a 142 mm	40,00	
1004-00778	Anschlussstutzen, Eingang, Ø 145 mm/ Ausgang, Ø 160 mm d _i 147 mm/ d _{i2} 143 mm/ d _a 157 mm	40,00	
1004-00779	Anschlussstutzen, Eingang, Ø 168 mm d _i 171 mm/ d _{i2} 165 mm/ d _a 181 mm	40,00	
1004-00780	Anschlussstutzen, Ausgang, Ø 180 mm d _i 167 mm/ d _{i2} 167 mm/ d _a 177 mm	40,00	
1004-00781	Anschlussstutzen, Eingang, Ø 180 mm d _i 178 mm/ d _{i2} 164 mm/ d _a 188 mm	40,00	
Optionales Zubehör		€	i
1004-00183	Satz Füße, 4 Stück	112,00	

Lieferumfang

GSK Guss-Speicherkasten, Specksteineinlage und Strahlungsschutz